



1-Prelievo: **UNIFEED** e **INSILATI**: 1,5 Kg (max 2 Kg); **FIENI** carotati: 0,5 Kg
(i fieni non carotati "sbagliano" i risultati!).

-quantità superiori non saranno manipolate correttamente dal laboratorio-

2-Confezione: In sacchetti di Plastica robusta (es. calzari), comprimendo bene, senz'aria.

-la presenza di aria provocherà fermentazioni anomale-



3-Identificazione: per sfruttare al meglio le differenti curve NIR disponibili, indicare la Tipologia Botanica dei foraggi e lo stadio produttivo degli unifeed.

esempio di campione di unifeed (fresche? Asciutta? Ingrasso?) NON correttamente identificato:

-i campioni identificati in modo generico, come nella foto, verranno letti con la curva "generica" e non con quella corretta.

I risultati saranno meno accurati.



Chiarimenti presso il Laboratorio